


Obrázok

Popis



Bezpečnostný držiak pre vyt'ahovanie a zasúvanie ihly

VYPREDANÉ




FibioCore – set sklolaminátových pilierov (čapov)

Plastové čapy vystužené sklenenými vláknami pre priamu dostavbu endodonticky ošetrovaných zubov.

Obsahuje: 5 čapov štyroch veľkostí, 4 vrtáčky, 20 buž. na nastavenie dorazu, 1 kalibračný film

78,00 €



Stainless steel posts set 2780LI

Pivotmaster (odlievateľné kónické koreňové piliere)

Set nerezových koreňových pilierov.

Obsahuje:

Stainless steel posts set Ref. 2780LI

Contains : 40 stainless steel posts length 9
50 stainless steel posts length 11
50 stainless steel posts length 13
50 stainless steel posts length 12
30 stainless steel posts length 14
20 stainless steel posts length 16
1 gate drill + 2 reamers + 1 calibrating film.

176,00 €



Excel-posts TVS (cylindrické titánové koreňové piliere)


TVS 1 - 4

Sada titánových pulpálnych čapov.

Obsahuje:

10 čapov jednej veľkosti, 1 vrtáčik, 1 skrutkovač

22,57 €
/bal



Excel - posts RVS (cylindrické kónické titánové dentínové čapy)

RVS - 3345

Sada titánových kónických parapulpálnych čapov.

Obsahuje:

4x6 čapov rôznej veľkosti, 8 vrtáčikov, 4 skrutkovače

124,20 €



Intraligamentálne striekačky

MINIJECT - 2300

Striekačka na aplikáciu všetkých druhov anestézie.

VYPREDANÉ

Ø	Longueur radicaire Length	Ref.	échelle 1/1 scale 1:1
N°0 Ø 0,9	court S 4,20	S300	—
	moyen M 6,00	S301	—
	long L 7,80	S302	—
N°1 Ø 1,10	court S 4,70	S305	—
	moyen M 6,50	S306	—
	long L 8,30	S307	—
N°2 Ø 1,30	court S 5,60	S310	—
	moyen M 7,40	S311	—
	long L 9,20	S312	—
N°3 Ø 1,50	court S 6,50	S315	—
	moyen M 8,30	S316	—
	long L 10,10	S317	—
N°4 Ø 1,70	court S 8,30	S324	—
	moyen M 9,80	S325	—
	long L 11,30	S326	—



5306 - 20ks/bal
5317 - 20ks/bal

Stainless steel Euro-posts

5,60 €
5,60 €

Euro-posts

Ø	Longueur radiculaire Length	Ref.	échelle 1/1 scale 1:1
N°0 Ø 0,9	court S 3,50	7800R	
	moyen M 5,5	7801R	
	long L 7,50	7802R	
N°1 Ø 1,10	court S 4,50	7805R	
	moyen M 6,50	7806R	
	long L 8,50	7807R	
N°2 Ø 1,30	court S 5,50	7810R	
	moyen M 7,50	7811R	
	long L 9,50	7812R	
N°3 Ø 1,50	court S 6,50	7815R	
	moyen M 8,50	7816R	
	long L 11,50	7817R	

Titanium Euro-posts

Titánové koreňové piliere


7805 - 20 ks/bal

7801 - 20ks/bal




14,80 €

14,80 €



Hák k automatickému sťahovaču korún



1427

1428

1429

6,60 €

7,50 €

4,80 €




Snímanie korún a fixných náhrad

ATD 301

Náhradný set - obsahuje:

3 slučkové koncovky, 1x adaptér, 1x skrutkovač, 1x náhradná skrutka, sada náhr. drôtov 50mm a 60 mm


57,00 €



ATD022

Koncovka pre dvojité slučku na sťahovanie keramického mostíka s 3 členmi
(1x 95mm + 1x 150mm + skrutka)


27,00 €



ATD012

Koncovka so slučkovým systémom (pre jednoduchú slučku)
(1x 50 mm + 1x 60mm + skrutka)

23,00 €



1) **Náhradný drôtik:**

150 mm

3,80 €

95 mm

3,80 €

60 mm

2,70 €

50 mm

2,70 €

2) **Skrutka ATD 080**

1,00 €

3) **Skrutkovač ATD 082**

3,70 €

4) **Kľúč**

2,00 €

5) **Adaptér 6949**

19,00 €

6)

7)